



# Maska medyczna z gumkami

Typ IIR - EN 14683

# Type IIR - EN 14683

(BFE)  
**≥98%**  
Efektywność  
filtracji bakteryjnej



Maska medyczna -  
chirurgiczna z gumkami

Typ IIR zgodnie z  
normą EN 14683

Jednorazowego użytku

Odporna na  
przeziąkanie

Umożliwia swobodne  
oddychanie

Inne cechy:

- Rozmiar 17 x 9,5 cm
- Niesterylizowana
- Niewyprodukowana z lateksu

Poniższa tabela przedstawia wymagania dla masek medycznych określone w normie europejskiej **EN 14683-2019**. Produkt ten spełnia kryteria normy **EN 14683** dla masek **Typu IIR** oraz posiada **Deklarację Zgodności** z Dyrektywami Europejskimi o WYROBACH MEDYCZNYCH, numer dokumentu KB/CE-011-03. Ponadto, System Zarządzania Jakością producenta dla projektowania, produkcji i dystrybucji jest certyfikowany na zgodność z wymogami **EN ISO13485:2016** przez jednostkę TÜV SÜD Product Service GmbH, numer certyfikatu: Q6 050970 0016 Rev. 01.

Zgodność z wymaganiami Norm Europejskich,  
Dyrektywy o WYROBACH MEDYCZNYCH oraz  
Standardów Międzynarodowych ISO

## INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA

Test	Type / Typ I *	Type / Typ II	Type / Typ IIR
Efektywność filtracji bakteryjnej (BFE) (%)	≥95%*	≥98%	≥ 98%
Opory oddechowe – różnica ciśnień (Pa/cm <sup>2</sup> )	<40*	<40	<60
Odporność na przeziąkanie (kPa)	Nie wymagane*	Nie wymagane*	≥16,0
Czystość mikrobiologiczna (cfu/g)	≤30*	≤30	≤30

\*Maski medyczne typu I powinny być używane tylko przez pacjentów lub inne osoby, aby obniżyć ryzyko przenoszenia infekcji, szczególnie w sytuacji epidemii. Maski medyczne typu I nie jest wskazana do użytkowania przez personel medyczny w szpitalach i placówkach medycznych.

Nr katalogowy



KB/IIR 7001

Opis Produktu

Maska medyczna z gumkami,  
Typ IIR, op. 50 szt.

Ilość w op. handlowym

Pudełko 50 szt.  
(5 woreczków po 10 szt.)

Ilość, wymiary i waga pudła transportowego

2 000 szt. (40 op. po 50 szt.)  
55 \* 44,5 \* 42 cm  
11kg



OBSŁUGA  
KLIENTA

+48 661 920 142  
www.one-care.com

Dystrybutor w Unii Europejskiej:  
Medivena Sp. z o.o.

📍 Aleja Jana Pawła II 27  
00-867 Warszawa, POLAND  
☎ +48 661 920 142  
🌐 info@medivena.com

Dystrybutor w USA:  
MediVena

📍 1 Glenlake Parkway, Ste 700  
Atlanta, GA 30328, USA  
☎ +1 404 514 2586  
🌐 info@medivena.com

**MediVena**  
inspired by innovation

